

Table des matières

PREMIÈRE UTILISATION	3
DÉMARRAGE, ARRÊT, VEILLE	5
CARTE SIM	5
LE SYSTÈME ANDROID	6
TALKBACK	7
PILOTAGE PAR GESTES	7
PILOTAGE À LA VOIX	8
CLAVIERS	9
LE MODE AVION	11
ASSISTANCE À DISTANCE	11
TABLEAU DE BORD	11
LES FONCTIONNALITÉS	12
TELEPHONE	13
NUMÉROS D'URGENCE	14
RÉPONDEUR	14
SMS	14
CONTACTS	16
DICTAPHONE	18
MÉMO	19
ASSISTANT VOCAL	19
ASSISTANT MÉTÉO	20
DÉTECTEURS DE COULEURS	20
RECONNAISSANCES DE TEXTES	20
DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ	21
ÉTIQUETTES MAGIQUES	21
OÙ SUIS-JE	22
CALCULATRICE	22
MISE À JOUR	22
RÉACTIVATION DE L'APPLI MAGICABOX	23

Face arrière

Sur la face arrière se situe la caméra pour la lecture de textes ou la reconnaissance de caractères. Cette caméra se trouve près du bouton de volume, faites attention à ne pas la masquer pendant l'utilisation des fonctionnalités faisant appel à l'appareil photo.

Sur la face arrière, vous trouverez également un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage sécurisé de votre téléphone. Nous vous conseillons de ne pas utiliser ce lecteur d'empreintes. Son utilisation n'est vraiment pas simple et sort du cadre de notre application Magicabox.

Tranche gauche

Sur la tranche gauche, se trouve la trappe pour la carte SIM. Cette carte SIM est fournie par l'opérateur téléphonique auprès duquel vous avez souscrit un abonnement téléphonique ou auprès duquel vous allez devoir prendre un abonnement pour pouvoir téléphoner, envoyer des SMS et vous connecter sur le réseau Internet.

Cette petite carte de 9 mm sur 12,5 mm est à introduire dans la trappe de votre téléphone. La mise en place de cette carte SIM étant un peu délicate, nous vous conseillons de vous faire aider par une personne voyante. Votre téléphone nécessite une carte SIM de type nano. Demandez à votre futur opérateur téléphonique une carte nano ou à votre opérateur téléphonique actuel une carte nano si celle que vous possédez n'est pas au bon format.

Cette trappe dispose de 2 emplacements. Votre carte SIM doit être insérée dans l'emplacement se trouvant à droite, le coin biseauté de la carte SIM, en bas à droite. Le deuxième emplacement peut accueillir une autre carte SIM ou une carte mémoire. L'application Magicabox n'est pas prévue pour fonctionner avec 2 cartes Sim. Vous pouvez par contre si vous le souhaitez mettre une carte mémoire pouvant aller jusqu'à 128 gigas dans le 2^{ème} emplacement. Cette carte mémoire ne nuira pas au bon fonctionnement de l'application Magicabox.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Vous êtes averti lorsque le chargement de votre batterie est faible, la Magica Box indiquant « batterie faible ». Il faut alors recharger votre batterie, un trop faible niveau de charge risque en effet de réduire la durée de vie de votre batterie.

Branchez le chargeur à une prise de courant. Attention, le branchement du câble au téléphone se fait uniquement dans un sens. : les 2 ergots de l'embout doivent être sur le dessus, le côté lisse, dessous. Pour vous renseigner sur le pourcentage de chargement de la batterie, tapez 5 fois de suite en bas à droite sur votre écran.

DÉCROCHER, RACCROCHER

Lors de la réception d'un appel téléphonique, vous pouvez utiliser un geste simple pour décrocher la ligne. Il vous suffit de poser votre doigt sur le bas de l'écran, de glisser vers la droite puis de relâcher votre doigt. Ce geste fonctionne où que vous soyez dans l'application Magicabox.

Pour raccrocher la ligne, posez simplement votre doigt sur le bas de l'écran puis glissez vers la gauche et relever votre doigt.

Double appel.

Lorsque vous êtes déjà en ligne et que vous recevez un autre appel, vous êtes averti de ce deuxième appel. Glissez votre doigt en bas de l'écran de la gauche vers la droite pour prendre ce second appel. Glissez de même vers la droite en bas de l'écran pour passer d'un appel à l'autre comme pour décrocher. Pour raccrocher que ce soit pour l'un ou l'autre appel, glissez vers la gauche en bas de l'écran.

LE SYSTÈME ANDROID

Votre téléphone WIKO VIEW2 est équipé du système d'exploitation Android de Google. Très puissant, il vous permet d'utiliser de nombreuses applications android préinstallées sur votre téléphone.

Nous avons pris soin pour notre application Magicabox de faciliter la navigation via des gestes et des interactions simples. L'application Magicabox dispose de son propre système de navigation vocale, lecture d'écran, reconnaissance et synthèse vocale, système disponible sur toutes les fonctionnalités propres à l'application Magicabox, spécialement conçu pour simplifier l'utilisation d'un smartphone aux non et malvoyants. La synthèse et la reconnaissance vocale de l'application Magicabox ne nécessite pas d'être connecté à Internet.

Toutefois, nous avons souhaité vous laisser accéder librement à l'ensemble des applications Android utilisables sur cet appareil.

Il peut s'agir des applications listées dans la fonctionnalité Android du menu principal, ou des réglages du téléphone dans les paramètres. Ainsi, lorsque vous quittez l'application Magicabox pour aller dans les paramètres de votre téléphone ou pour utiliser une application android, c'est talkback le système de lecteur d'écran de Google qui prend le relais. Pour faciliter votre navigation, nous déclenchons automatiquement Talkback en dehors de la Magicabox.

Revenir au menu principal de l'application Magicabox depuis n'importe quelle fonctionnalité.

Tapez une fois le centre de l'écran avec deux doigts.

Passer d'une fonctionnalité, d'une action, d'un choix à l'autre, faire défiler une liste.

Balayez le centre de l'écran vers le bas pour descendre dans la liste, le menu. Balayez le centre de l'écran vers le haut pour remonter dans le menu, la liste.

Par exemple pour faire défiler les différentes fonctionnalités de la Magicabox depuis le menu principal, il faut balayer le centre de l'écran vers le bas pour descendre dans la liste des fonctionnalités ou vers le haut pour remonter dans la liste.

Valider, déclencher une action, accepter un choix

Tapez brièvement le centre de l'écran avec un seul doigt. Par exemple, on fait ce geste au centre de l'écran pour sélectionner un menu, démarrer un enregistrement de mémo, piloter son téléphone à la voix depuis le menu principal de l'application Magicabox

Annuler une action, revenir en arrière.

Tapez 2 fois rapidement le centre de l'écran avec un seul doigt. Par exemple, on fait ce geste pour revenir au menu précédent

Déclencher l'aide

Tapez une fois le coin en haut à droite de l'écran et vous obtiendrez de l'aide. Cette aide est accessible par la touche aide lorsqu'un clavier est affiché.

PILOTAGE À LA VOIX

VIA UN APPUI LONG AU CENTRE DE L'ECRAN.

L'application MagicBox utilise la reconnaissance vocale ou plus exactement la reconnaissance automatique de la parole. Cette technique vous permet de dicter un numéro de téléphone, un sms , sans avoir à le saisir. La reconnaissance vocale vous permet également de commander votre mobile à travers l'utilisation de mots bien précis ou autrement dit de : « de raccourcis vocaux ».

RACCOURCIS VOCAUX

Piloter votre téléphone à la voix vous fera gagner beaucoup de temps. En faisant un appui long au centre de l'écran, **depuis le menu principal de l'application Magicabox**, il vous suffira ensuite de parler à votre téléphone qui pourra agir immédiatement. Voici la liste des raccourcis vocaux les plus utiles.

Téléphoner à un numéro.

Pour appeler un numéro de téléphone, dites : « appeler le » puis le numéro de votre correspondant, par exemple « appeler le 04 76 84 32 32 ».

Vous pouvez aussi dire à la place de « appeler », « appelle le », « téléphoner au », ou bien « téléphone au ».

Téléphoner à un contact.

Pour appeler un contact qui se trouve dans votre liste de contacts, dites appeler, puis le nom ou le prénom de votre correspondant, par exemple, « appeler Julien ». Vous pouvez aussi dire « appelle » à la place de « appeler ».

Le clavier téléphonique.

Le clavier téléphonique peut être utilisé lors de vos appels mais également lors de la création d'un contact. Les chiffres et symboles sont affichés sur 3 colonnes comme sur un téléphone classique.

Les commandes se situant juste en dessous sont :

- retour pour revenir en arrière,
- effacer le dernier caractère,
- effacer la saisie,
- valider,
- reconnaissance vocale,
- aide.

Pendant les appels téléphoniques, les commandes haut - parleur et micro sont également présentes. La touche haut - parleur permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. La touche micro permet d'activer ou de désactiver le micro.

Le clavier alphanumérique

Ce clavier alphanumérique est utilisé pour la saisie de textes et affiche à la fois les chiffres, les lettres, les caractères spéciaux. Il s'affiche sur presque la totalité de l'écran, depuis le haut.

Les caractères sont affichés sur 5 colonnes en commençant par les chiffres, puis les lettres classées par ordre alphabétique.

Les commandes se situant juste en dessous sont :

- retour pour revenir en arrière,
- effacer le dernier caractère,
- effacer la saisie,
- valider,
- reconnaissance vocale,
- aide,

Clavier de calculatrice.

Le clavier de la calculatrice affiche les chiffres, les signes de calcul, la virgule et le changement de signe. Ce clavier numérique se situe sur une grande moitié supérieure de l'écran. Les caractères se présentent sur 4 colonnes.

Les commandes se situant juste en dessous sont :

- retour pour quitter la fonctionnalité calculatrice et revenir au menu principal,
- effacer un caractère,
- effacer la saisie,
- valider pour effectuer le calcul
- reconnaissance vocale pour dicter votre calcul
- aide pour l'aide contextuelle.

LES FONCTIONNALITÉS

- Téléphone
- Numéros d'urgence
- Répondeur
- SMS
- Contacts
- Dictaphone
- Mémo
- Assistant vocal
- Assistant météo
- Détecteur de couleurs
- Reconnaissance de textes
- Détecteur de luminosité
- Étiquettes magiques
- Où suis-je
- Calculatrice
- Mise à jour
- Applications ANDROID
 - Appareil photo
 - Chrome
 - Gmail
 - Google Play Store
 - Maps
 - Paramètres
 - Photos
 - Quick support
 - Radio FM
 - Toutes les applications Android
- Mode d'emploi audio.
- Tableau de bord

Bon à savoir.

Lorsque vous allumez votre téléphone, vous êtes automatiquement positionné sur la fonctionnalité TÉLÉPHONE. Pour passer d'une fonctionnalité à l'autre, balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas. Choisissez une fonctionnalité pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l'écran.

NUMÉROS D'URGENCE

Cette fonctionnalité vous permet de contacter directement les numéros d'urgence suivants :

Pompiers : 18

Police secours : 17

Samu : 15

Attention, dès que vous aurez tapé le centre de l'écran pour appeler l'un de ces 3 numéros, aucune confirmation ne vous sera demandée

RÉPONDEUR

Cette fonctionnalité vous permet d'écouter les messages laissés sur votre répondeur par les correspondants qui n'ont pas réussi à vous joindre, (téléphone éteint, vous êtes hors zone de réception, appel manqué, etc).

Pour pouvoir écouter vos messages, il faut au préalable créer un contact avec comme nom et/ou prénom " répondeur" - Comme numéro de répondeur, indiquez le numéro de messagerie de votre opérateur téléphonique. Une fois ce contact « répondeur » créé, vous pourrez écouter les messages laissés sur votre répondeur sans avoir à dicter ou à saisir le numéro de messagerie de votre opérateur. Depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l'écran et dites « appeler répondeur » ou « appelle répondeur ».

Dès que vous êtes en ligne avec votre répondeur, le clavier numérique apparaît à l'écran. Suivez les instructions vocales et utilisez le clavier numérique si vous souhaitez saisir ou dicter un chiffre, saisir ou dicter la touche dièse.

Pour raccrocher la ligne, posez simplement votre doigt sur le bas de l'écran puis glissez vers la gauche et relevez votre doigt.

SMS

Lorsque vous êtes dans la fonctionnalité SMS, vous pouvez effectuer les 3 actions suivantes : envoyer un SMS à un numéro, envoyer un SMS à l'un de vos contacts et consulter vos SMS émis ou reçus, (historique). Balayez le centre de l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler ces 3 actions.

Sélectionnez une action pendant ou après sa diffusion en tapant une fois le centre de l'écran.

Les nouveaux SMS reçus sont regroupés dans une liste du même nom. Une fois que vous les avez écoutés, ils sont transférés dans l'historique.

COMMENT ENVOYER UN SMS A UN CONTACT ?

Raccourci vocal

Pour envoyer un sms à un contact qui se trouve dans votre liste de « contacts », depuis le menu principal, faites un appui long au centre de l'écran puis dites : « envoyer un sms à ... » puis le prénom et le nom du destinataire, par exemple, « envoyer un sms à Pierre Dupond ». Vous pouvez aussi dire « envoie un sms à », par exemple, « envoie un SMS à Pierre Dupond ».

Si vous ne souhaitez pas utiliser de raccourci vocal, vous devez d'abord après avoir validé le choix «envoyer un SMS à un contact », sélectionner votre contact. Celle-ci s'effectue de manière identique à la recherche de contacts dans la fonctionnalité du même nom. Une fois le contact identifié, le clavier alphanumérique s'affiche à l'écran vous permettant de dicter ou de saisir votre message comme pour l'envoi d'un SMS à un numéro.

HISTORIQUE DES SMS REÇUS ET ENVOYÉS

Votre historique liste l'ensemble des sms reçus et envoyés. Dans l'historique, vous pouvez écouter les sms reçus et envoyés. Balayez le centre de l'écran vers le bas pour passer et écouter le SMS suivant ou balayer le centre de l'écran vers le haut pour revenir et écouter le SMS précédent.

Pour répondre directement à un SMS, tapez une fois le centre de l'écran pendant sa diffusion.

Pour le supprimer, tapez deux fois brièvement en haut à gauche de l'écran puis tapez le centre de l'écran pour confirmer la suppression.

CONTACTS

Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer les actions suivantes : consulter la liste de vos contacts, ajouter et/ou retirer un contact de votre liste de favoris, rechercher un contact, créer un nouveau contact, modifier les informations d'un contact, supprimer un contact et importer vos contacts.

CONSULTER VOS CONTACTS.

L'ensemble de vos contacts sont regroupés dans un liste. Les contacts sont classés par ordre alphabétique.

Pour supprimer un contact, lorsque vous êtes sur cette liste, tapez 2 fois en haut à gauche pendant sa diffusion

Après sélection d'un contact, vous pouvez l'appeler, lui envoyer un SMS et modifier ses informations.

Modifier les informations d'un contact.

Sélectionnez dans le menu :

modifier le nom,

le prénom,

modifier le numéro de téléphone

ajouter un nouveau numéro de téléphone

supprimer le numéro de téléphone

Comment importer ses contacts Iphone :

Si vos contacts sont sur Iphone, s'assurer que les contacts sont synchronisés avec le compte Apple Icloud, (réglages > identifiant Apple > iCloud). Contacts doit être coché.

Puis rendez-vous sur le site icloud.com, connectez-vous à votre compte icloud. Cliquez sur l'icône contacts. La liste de vos contacts s'affiche à l'écran. Cliquez sur l'engrenage des paramètres, cliquez sur « Tout sélectionner » ou sélectionnez uniquement dans cette liste ceux que vous souhaitez importer. Cliquez de nouveau sur l'engrenage des paramètres puis sur « exporter une vCard ». Vos contacts seront alors téléchargés dans un fichier.vcf

Connectez-vous ensuite sur le compte Gmail qui sera utilisé sur votre WIKO VIEW2. Puis sur le damier, en haut à droite, sélectionnez « contacts ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « importer » puis sélectionnez le fichier exporté depuis iCloud. Les contacts apparaissent alors sur le compte gmail. Ce compte gmail doit être enregistré dans votre WIKO VIEW2

Dans l'application MAGICABOX, fonctionnalité « contacts », il vous suffit ensuite de sélectionner le choix « Importer depuis un compte Google préalablement enregistré dans la Magicabox » pour que vos contacts se retrouvent automatiquement dans la fonctionnalité contacts de la Magicabox.

DICTAPHONE

La fonctionnalité dictaphone vous permet d'effectuer des enregistrements d'une durée maximale d'une heure 40 minutes. Ces enregistrements sont répertoriés dans une liste. 2 possibilités vous sont proposées : écouter vos enregistrements ou effectuer un nouvel enregistrement. Balayer du centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour faire votre choix puis tapez le centre de l'écran pour valider. Pour quitter, tapez le centre de l'écran avec 2 doigts.

CONSULTATION DE VOS ENREGISTREMENTS

Dans la liste des enregistrements, vos enregistrements sont classés et numérotés du plus récent au plus ancien. Balayez du centre de l'écran vers le bas ou vers le haut pour passer ou pour revenir d'un enregistrement à l'autre. Pour écouter un enregistrement, tapez le centre de l'écran.

Pour supprimer un enregistrement, tapez 2 fois le coin supérieur gauche de l'écran. Pendant l'écoute d'un enregistrement, tapez le centre de l'écran pour interrompre la lecture. Une fois la lecture interrompue, tapez de nouveau le centre de l'écran pour reprendre la lecture. Tapez le centre de l'écran avec 2 doigts pour revenir au menu principal.

NOUVEL ENREGISTREMENT

Pour effectuer un nouvel enregistrement, il vous suffit de sélectionner le menu nouvel enregistrement, puis de taper le centre de l'écran pour démarrer un enregistrement. Tapez de nouveau le centre de l'écran dès que vous avez terminé votre enregistrement.

Le raccourci vocal pour accéder à la fonctionnalité Dictaphone est :

- Dictaphone.

Posez-lui plutôt des questions de culture générale ou d'actualité, demandez-lui de vous raconter une blague ou de vous diffuser de la musique. Vous serez vraiment surpris par la puissance de ce système.

Lorsque vous êtes dans l'application assistant vocal, c'est le lecteur d'écran TALKBACK de Google qui prend le relais, tapez au moins deux fois sur le bouton d'accueil situé tout en bas, au centre pour revenir sur l'application Magicabox.

ASSISTANT MÉTÉO

Cet accès vers Android vous permet d'utiliser l'application Google Assistant pour demander la météo. Tapez une fois le centre de l'écran pour lancer l'assistant. Une fois l'assistant lancé, vous pouvez poser votre question, par exemple : « quel temps fait-il à Lyon ? » ou bien « est-ce qu'il va pleuvoir demain, à Grenoble ? »

Lorsque vous êtes dans l'assistant, le système de lecture d'écran Talkback prend le relais. Après la réponse vocale, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'accueil situé en bas de l'écran, au centre pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.

DÉTECTEURS DE COULEURS

Cette fonctionnalité vous permet d'identifier une couleur.. Elle vous permettra par exemple de savoir de quelle couleur est la chemise que vous portez.

Pour identifier une couleur, dirigez la caméra de votre téléphone vers l'objet à analyser puis tapez le centre de l'écran.

Nous vous conseillons de positionner, si possible, votre smartphone à une vingtaine de centimètres de la couleur à détecter.

N'oubliez pas que la caméra de votre téléphone est sur la face arrière, près du bouton de réglage du volume. L'objet à tester doit être éclairé. Les conditions de capture peuvent donner des résultats différents en fonction de l'éclairage, du type de lumière mais également de la matière de l'objet. Une surface brillante donnera souvent une couleur claire. Pour quitter, tapez deux fois le centre de l'écran.

RECONNAISSANCES DE TEXTES

Cette fonctionnalité vous permet de vocaliser un texte imprimé, par exemple un expéditeur sur une enveloppe ou un colis. Pour lire un texte, placez la caméra à quelques centimètres du texte et tapez le centre de l'écran. Un texte présenté à l'envers sera lu à l'endroit.

La reconnaissance peut demander quelques instants. Dans certains cas, en particulier pour des séries de chiffres ou un texte en langue étrangère par exemple, il est possible que le texte soit analysé à l'envers. Dans ce cas, vous pouvez glisser vers le haut ou vers le bas pour annoncer une version alternative

Si le résultat n'est toujours pas satisfaisant, n'hésitez pas à refaire un essai en éloignant ou en rapprochant votre téléphone du document à lire

OÙ SUIS-JE

La fonctionnalité Où-suis-je permet de vous localiser et de vous indiquer l'adresse la plus proche de votre position. Cette fonctionnalité nécessite d'être situé dans un lieu dégagé et de disposer d'une connexion Internet.

Tapez le centre de l'écran pour lancer la recherche. La recherche identifie tout d'abord votre position à l'aide des satellites, de votre réseau téléphonique ou réseau Internet puis essaye de retrouver l'adresse correspondante ou à proximité. L'obtention d'une réponse demande de patienter quelques instants

CALCULATRICE

La fonctionnalité Calculatrice vous permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Raccourci vocal

Pour effectuer un calcul, vous pouvez utiliser un raccourci vocal. Depuis le menu principal, tapez le centre de l'écran. Un léger signal sonore est émis, dites : « calculer » ou « calcul » puis dictez votre calcul, par exemple, « calculer 341 fois 7 moins 2 ».

Saisie ou dictée

Vous pouvez également le dicter ou le saisir via le clavier numérique qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone après avoir sélectionné la fonctionnalité «calculatrice» de l'application Magicabox.

MISE À JOUR

Cette fonctionnalité vous permet de télécharger une mise à jour de l'application Magicabox lorsqu'elle est disponible. Les mises à jour peuvent concerner des améliorations d'utilisation, de nouvelles fonctionnalités et/ou des corrections.

Tapez le centre de l'écran pour accéder à l'application de mise à jour. Le processus de mise à jour s'effectue au travers du lecteur d'écran Talkback de Google.

Glissez un doigt de gauche à droite jusqu'à entendre « mettre à jour ». Tapez 2 fois avec un doigt pour lancer le téléchargement de la mise à jour.

Une fois le téléchargement terminé, glissez le doigt en bas de l'écran au centre jusqu'à entendre « accueil bouton ». Tapez 2 fois pour revenir automatiquement aux fonctionnalités de l'application Magicabox.